

Isaac AAC

Podręcznik użytkownika

Komunikacja augmentatywna i alternatywna

isaac.healneo.eu



Czym jest Isaac AAC?

Isaac AAC to zaawansowany komunikator augmentatywny i alternatywny **komunikator** opracowany na zasadach **logopedii, neuropsychologii, ergoterapii i pedagogiki specjalnej**.

Aplikacja jest dostępna na **iOS i Android**, obsługuje **7 języków** (słowacki, czeski, polski, węgierski, angielski, niemiecki, włoski) i zawiera ponad 15 000 symboli oraz 300+ głosów.

Ten podręcznik przeprowadzi Cię przez cały proces konfiguracji i korzystania z aplikacji krok po kroku.

1


Wybór języka wdrażania

W górnej części ekranu znajdują się flagi dostępnych języków: **angielski, włoski, niemiecki, słowacki, czeski, polski** a **i węgierski**.

Kliknięciem na flagę **wybierasz** język, w którym będą **wyświetlane instrukcje** podczas całej konfiguracji profilu.

Przyciskiem 'Rozpocznij' uruchomisz proces wdrażania.

W dolnej części znajduje się link 'Logowanie terapeuty' – ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów posiadających własne konto.



2

Logowanie terapeuty


Terapeuci i specjaliści mogą się zalogować przez link 'Logowanie terapeuty' na ekranie startowym.

Na ekranie logowania wprowadź:

- E-mail
- Hasło

Po pomyślnym zalogowaniu **załadują się** wszystkie zapisane **profile** pacjentów wraz z ich **ustawieniami** – język, głos, tryb wyświetlania, własne słowa i inne preferencje.

Przyciskiem 'Wstecz' wrócisz na ekran startowy.



The screenshot shows a login interface with the following elements:

- Header: Prihláste sa do svojho účtu
- Input field: E-mail
- Input field: Heslo
- Primary button: PRIHLÁSIŤ SA
- Secondary button: SPÄŤ


3

Wpisz imię dziecka

Pierwszym krokiem wdrażania jest **wpisanie imienia** dziecka (lub użytkownika).

Zielony pasek postępu w górnej części pokazuje, w której fazie konfiguracji się znajdujesz.

Przycisk 'Pomiń' pozwala ominąć dowolny krok. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie później.



The screenshot shows a mobile application interface for setting a child's name. At the top, there is a progress bar with a green segment on the left and a grey segment on the right, indicating the current step. A back arrow is on the left, and the word 'Preskočiť' (Skip) is on the right. The main heading is 'Zadajte meno vášho dieťaťa' (Enter your child's name). Below the heading is an icon of a blue folder with a white card inside, featuring a stylized 'V' and a person silhouette. Underneath the icon is a text input field with the placeholder text 'Meno vášho dieťaťa'. At the bottom center, there is a button labeled 'Pokračovať' (Continue).

4


Wybór płci

Wybierz, czy użytkownik jest chłopcem czy dziewczynką.

Ten wybór wpływa na:

- Rodzaj gramatyczny wyjścia głosowego
- Dostosowanie głosów (męski/żeński)
- Personalizację tekstów i instrukcji w aplikacji
- **(W przygotowaniu)**

Wyboru dokonujesz prostym dotknięciem jednego z dwóch okrągłych przycisków.



5


Wybór poziomu mowy

Ustaw poziom mowy, który najlepiej odpowiada umiejętnościom użytkownika.

Poziomy:

- Poziom 1 – **podstawowe** słowa, proste symbole
- Poziom 2 – **rozszerzone** słownictwo
- Poziom 3 – **pełne** słownictwo wraz ze złożonymi pojęciami

Poziom mowy określa, ile i jakie słowa wyświetlą się na tablicy komunikacyjnej. Wyższy poziom dodaje bardziej złożone słowa odpowiednie dla danego wieku.



6


Weryfikacja diagnoz

Aplikacja zapyta, czy dziecko było badane przez specjalistę i czy ma potwierdzoną diagnozę.

Jeśli wybierzesz 'Tak', wyświetli się lista typowych diagnoz, dla których komunikator AAC jest odpowiedni:

- **ASD** (Zaburzenie ze spektrum autyzmu)
- **NKS** (Zaburzona zdolność komunikacyjna)
- Mózgowe porażenie dziecięce (**MPD**)
- Zespół Downa
- Rozwojowa apraksja mowy
- I inne...

Diagnozy można wyszukiwać przez pole 'Szukaj'. Wybór diagnozy pomaga optymalizować zalecenia.



The screenshot shows a mobile application interface with a white background and a dark green header bar. At the top left, there is a back arrow icon. The main text asks: "Bola Isaac diagnostikovaná niektorou z diagnóz?" (Was Isaac diagnosed with any of the diagnoses?). Below the text is a circular icon depicting a document with a blue pen. Underneath the icon is a search bar with a magnifying glass icon and the placeholder text "Hľadať". Below the search bar is a list of five diagnostic categories, each with a radio button and a light orange background:

- PAS (Porucha autistického spektra)
- NKS (Narušená komunikačná schopnosť)
- Detská mozgová obrna (DMO)
- Downov syndróm
- Vývinová apraxia reči

6b


Diagnostyka u specjalisty

Przed wyświetleniem listy diagnoz aplikacja zapyta, czy dziecko było na diagnostyce u specjalisty.

Opcje odpowiedzi:

- Tak — **kontynuuje** do wyboru diagnozy z listy
- Nie — **pomija** wybór diagnozy i kontynuuje dalej

Ten krok jest opcjonalny. Isaac AAC jest odpowiedni dla wszystkich użytkowników niezależnie od tego, czy mają formalną diagnozę.



7


Tworzenie własnych słów

Isaac AAC umożliwia tworzenie własnych słów – słów, których nie ma w standardowej bibliotece, ale są ważne dla konkretnego użytkownika.

Na tym ekranie podejmujesz decyzję:

- Tak – **zezwól na** tworzenie własnych słów
- Nie – **zakaz** tworzenia (odpowiednie, gdy chcesz kontrolować treść)
- Nie wiem – zdecyduję później

To ustawienie możesz zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach profilu.




Ograniczenia tworzonych słów

Jeśli zezwoliłeś na tworzenie własnych słów, możesz ustawić ograniczenia – **zakaż** tworzenia konkretnych słów.

Jest to przydatne na przykład gdy:

- Chcesz **zapobiec** tworzeniu nieodpowiednich słów
- Potrzebujesz **kontrolować** słownictwo w środowisku terapeutycznym

Opcje: Tak / Nie / Może później




Wybór trybu komunikacji

Ostatni krok wdrażania – wybór trybu komunikacji.

Dostępne tryby:

- Tekst ze wsparciem symboli – **pełny tryb** z symbolami i tekstem
- **Tylko tekst** – wyświetla jedynie przyciski tekstowe bez symboli (dla wszystkich kategorii wiekowych)
- **Afazja** (udar mózgu) – tryb o wysokim kontraście z symbolami
- Pusty szablon – pusta siatka, użytkownik sam tworzy słowa (dla wszystkich kategorii wiekowych)

Wybór trybu jednocześnie definiuje strukturę tablicy komunikacyjnej.



Wybór języka i głosu

W górnej części wybierasz język (7 języków z flagami).


Głosy offline

Dla każdego języka dostępny jest **szeroki wybór** głosów offline – **męskich i żeńskich**. Każdy głos możesz przed wyborem odsłuchać przyciskiem głośnika.

Głosy online

Z **połączeniem** z internetem dostępny jest **premium** głos o **bardziej naturalnym brzmieniu**. Ikona wifi sygnalizuje potrzebę połączenia.

Głos można zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach.



Główny interfejs

Tablica komunikacyjna i jej funkcje

Tablica komunikacyjna (Board)

Po zakończeniu wdrażania wyświetli się główna tablica komunikacyjna.

Struktura ekranu:

- **Górny panel** – przycisk odtwarzania zdania, pole tekstowe ze zdaniem, usuwanie i ustawienia
- **Kategorie** – w górnych wierszach znajdują się kategorie słów (Zaimki, Czasowniki, Słowa opisowe, Ludzie...)
- **Słowa podstawowe** – najczęściej używane słowa (tak, nie, dziękuję, proszę, cześć...)

Lewy panel:

- **Wstecz** – powrót o poziom wyżej
- **Podstawowe** – wyświetli słowa podstawowe
- **Szybkie** – frazy QuickFire
- **Szukaj** – wyszukiwanie słów
- **Pisać** – klawiatura
- **Własne** – własne słowa



Wyszukiwanie słów

Funkcja wyszukiwania pozwala szybko znaleźć dowolne słowo z całej biblioteki 15 000+ symboli.

Jak wyszukiwać:

- Kliknij przycisk '**Szukaj**' w lewym panelu
- W polu wyszukiwania **zaczynj pisać**
- **Wyniki** się **wyświetlają** w czasie rzeczywistym
- **Kliknięciem** na znalezione słowo dodasz je do zdania

Na obrazku widzisz wyszukiwanie 'hello' – aplikacja automatycznie znajdzie odpowiednie słowo 'cześć' w aktualnym języku.




Frazy QuickFire

Frazy QuickFire to kategorie szybkich fraz społecznych do codziennej komunikacji.

Po kliknięciu na 'Szybkie frazy' w górnej kategorii wyświetli się lista przygotowanych fraz:

- **Powitania:** dzień dobry, cześć, do widzenia, żegnaj
- **Pożegnania:** do widzenia, do następnego spotkania
- **Towarzyskie:** jak się masz, dobranoc, witajcie
- **Urodziny:** wszystkiego najlepszego z okazji urodzin



Jednym kliknięciem cała fraza zostanie odczytana na głos – idealne do szybkiej komunikacji w sytuacjach społecznych.

Tryby wyświetlania


Dostosowanie wyświetlania do różnych potrzeb

Tryb kontrastowy

Tryb kontrastowy dodaje kolorowe tło do kategorii zgodnie z kodowaniem Fitzgeralda, co jest międzynarodowym standardem w komunikacji AAC.

Kodowanie kolorami:

- Żółty – zaimki (ja, ty, on...)
- Zielony – czasowniki (iść, jeść...)
- Niebieski – słowa opisowe
- Różowy – frazy społeczne i szybkie frazy
- Pomarańczowy – rzeczowniki (jedzenie, zwierzęta...)
- Czerwony – pytania



Kolory pomáhajú užívateľom rýchlejšie rozpoznať typy slov a pomáhajú orientáciu.

Wnętrze kategorii


Po **kliknięciu** na kategorię (np. 'Czasowniki')
otworzy się wnętrze kategorii ze wszystkimi
słowami danego typu.

Każde słowo jest wyświetlane jako karta z
symbolem i tekstem pod nim.

Kliknięciem na słowo:

- Słowo zostanie dodane do zdania w górnym panelu
- Aplikacja odczyta je na głos

Na obrazku wyświetlona jest kategoria
czasowników z kolorowymi symbolami na
zielonym tle (kolor odpowiada kodowaniu
Fitzgeralda dla czasowników).




Tryb Afazji

Specjalny tryb dla dorosłych pacjentów z afazją (np. po udarze mózgu).

Charakterystyka:

- O wysokim **kontraście** wyświetlanie
- **Powiększone** symbole i tekst
- **Uproszczona** nawigacja
- **Tylko symbole** bez kodowania kolorami kategorii – na jednokolorowym tle

Ten tryb minimalizuje szum wizualny i maksymalizuje czytelność, co jest kluczowe dla pacjentów z trudnościami poznawczymi.



Ukrywanie symboli

Isaac AAC umożliwia ukrycie symboli i pozostawienie jedynie tekstu – idealne dla zaawansowanych użytkowników, którzy nie potrzebują już wizualnego wsparcia symboli.

Ten widok jest dostępny jako:

- Tryb '**Tylko tekst**' – wybrany podczas wdrażania
- Przełączenie w ustawieniach – w dowolnym momencie podczas użytkowania

Zalety trybu tekstowego:

- Przeznaczone dla użytkowników w pełni opanowujących czytanie




Edycja symboli

W trybie edycji możliwe jest dostosowanie symboli i ich pozycji na tablicy komunikacyjnej.

Opcje edycji:

- Przede wszystkim **pozycja** symbolu
- Zmiana tekstu symbolu – edycja opisu
- Ukrycie/wyświetlenie symbolu – za pomocą ikony oka w trybie edycji

Tryb edycji aktywuje się przez ustawienia. Zmiany zapisują się automatycznie.



Własne słowa i symbole

Funkcja 'Własne' umożliwia tworzenie zupełnie nowych słów z symbolami z obszernej biblioteki.

Proces tworzenia:

- Kliknij na '+' (Własne) w lewym panelu
- Po lewej **wyszukaj symbol** z biblioteki 15 000+ obrazków
- Po prawej **wybierz kategorię**, do której przypiszesz słowo
- Wpisz **tekst** słowa i zapisz



Własne słowa wyświetlą się w kategorii, którą wybierzesz, domyślnie jest to kategoria, w której wywołałeś akcję.

Tryb treningowy

Innowacyjny interaktywny trening komunikacji

Początek treningu

Isaac AAC zawiera innowacyjny tryb treningowy, który prowadzi użytkownika przez typowe sytuacje komunikacyjne.

Jak działa:

- W ustawieniach **włączasz** tryb treningowy
- **Zobrazí** się **listę** treningów (np. 'Naucz się powiedzieć, że jesteś głodny')

W górnym panelu wyświetli się **cel treningu** w formie **powiadomienia** (toast) – np. 'Naucz się powiedzieć, że jesteś głodny'.

Aplikacja najpierw pokaże zdanie docelowe, odczyta je, a następnie zacznie nawigować do poszczególnych słów.




Nawigacja i podświetlenie słowa

Trening automatycznie nawiguje użytkownika do słowa, które ma nacisnąć.

Proces:

- Aplikacja **wyszukuje** słowo w tle
- Automatycznie **nawiguje** do właściwej kategorii
- **Podświetli** (highlight) docelowe słowo żółtą/zieloną ramką
- **Odczyta** słowo na głos
- Wyświetli **zachętę**: 'Naciśnij: jeść'



Wszystkie wystąpienia danego słowa na ekranie są podświetlone, aby użytkownik mógł nacisnąć dowolne z nich.

Pochwała po prawidłowym naciśnięciu

Po prawidłowym naciśnięciu podświetlonego słowa aplikacja pochwali użytkownika.

Co się dzieje:

- Wyświetli się powiadomienie 'Super! ✓'
- Słowo zostanie dodane do zdania w górnym panelu
- Automatycznie kontynuuje nawigację do następnego słowa

Jeśli użytkownik naciśnie nieprawidłowe słowo:

- Aplikacja poinformuje, że to nie było prawidłowe
- Nieprawidłowe słowo zostanie usunięte
- Ponownie zachęci do naciśnięcia prawidłowego słowa



Zakończenie treningu

Po pomyślnym naciśnięciu ostatniego słowa z treningu wyświetli się pochwała za cały trening.

Po zakończeniu:

- Powiadomienie 'Trening zakończony! 🎉'
- Całe zdanie docelowe jest złożone w górnym panelu
- Możliwość kontynuowania kolejnego treningu
- Lub powrót do zwykłej komunikacji

Treningi obejmują **typowe sytuacje życiowe** – jedzenie, picie, ubieranie, zabawę, interakcje społeczne i wiele innych. Nowe treningi są regularnie dodawane.



Isaac AAC

Daj swojemu dziecku szansę na komunikację

Dostępne w App Store i Google Play

isaac.healneo.eu | hello@healneo.eu

7 języków • 15 000+ symboli • 300+ głosów • Tryb treningowy